

<i>Référence</i>	<b>TABLE GYNECOLOGIQUE ELECTRIQUE</b>
<i>A99F</i>	



### **Caractéristique :**

- Table d'accouchement gynécologique électrique.
- Dimension : **1260 \* 550 \* 500-1200mm (L \* L \* H).**
- Table adaptée à patientes à positions variées.
- Réglage électrique pour répondre à l'inclinaison globale
- Réglage en hauteur en contrôlant latrendelenburg et trendelenburg inversé.
- Le matelas est en mousse de polyuréthane, détachable et lavable.
- Installer la colposcopie sur les deux côtés des lits selon la demande du client.
- Des pots à poussière cachés sous la table, prêts à traiter les eaux usées et les débits.
- Position basse pour faciliter le patient.