

<i>Référence</i>	TABLE OPERATOIRE MUTLIPOSITIONS
<i>A100-4</i>	



Caractéristique :

- Table d'opération électrique
- Puissance : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Longueur / Largeur : 2070mm / 550mm
- Altitude (haut / bas) : 700mm / 1000mm
- Trendelenburg : $\geq 25^\circ$
- Trendelenburg inversé : $\geq 25^\circ$
- Inclinaison latérale (gauche / droite) : $15^\circ / 15^\circ$
- Appuie-tête (haut / bas) : $45^\circ / 90^\circ$
- Repose-pieds (positionnement haut / bas et horizontal) : 90°
- Plaque arrière (haut / bas): $75^\circ / 20^\circ$ • Pont du rein: 120 mm
- Support en acier inoxydable
- Radio transparence

Accessoires standard :

- 2 Support d'épaule
- 2 support de bras
- 2 plaques de pied
- 1 matelas
- 1 télécommande