

<i>Référence</i>	SCIALYTIQUE PLAFONNIER A LED
<i>SKL311</i>	



Caractéristique :

- deux coupoles d'éclairage
- Éclairage LED,
- Tension : AC90-240V
- Puissance de la lampe : LED (36 * 3W) * 2
- Illumination : 120000lx
- Profondeur d'éclairage : 200mm
- Hauteur d'installation : 2800-3100mm
- Lumière froide, intense luminosité,
- Éclairage profond
- Luminosité réglable
- Localisation précise