

Référence	ECG 3 PISTES
SKEM102	



Caractéristiques:

- ECG (électrocardiogramme) à 3 canaux avec interprétation
- Alimentation: AC 220V ($\pm 10\%$), 50Hz ± 1 Hz, puissance ≤ 60 VA
- AVEC BATTERIE :DC 14.8V (2200mAh), batterie Li-ion rechargeable
- Acquisition simultanée de 12 dérivations
- Enregistrement 1, 1 + 1, 3 canaux (manuel / automatique) avec une imprimante thermique haute résolution
- Modes de travail : manuels / automatiques
- Inspection de stabilisation de base
- Fonction USB de support (optionnel)
- Acquisition: 12 lignes simultanées
- Convertisseur A / N: 14 bits
- Taux d'échantillonnage: 1000Hz
- Mode de fonctionnement: manuel / auto
- Filtre d'interférence: Filtre AC et filtre EMG
- CMMR: ≥ 100 dB (avec filtre AC)
- Circuit d'entrée: Flottant, circuit de protection contre l'effet de défibrillateur
- Courant du circuit d'entrée: $\leq 0,1\mu\text{A}$
- Impédance d'entrée: $\geq 50\text{M}\Omega$
- Fuite de courant du patient: $< 10\mu\text{A}$
- tension d'étalonnage: $1\text{mV} \pm 2\%$

- Tolérance de tension de peau: $\geq \pm 500 \text{ mV}$
- constante de temps: $\geq 3.2 \text{ s}$
- Réponse en fréquence: $0,05 \text{ Hz} \sim 250 \text{ Hz}$
- Niveau de bruit: $< 15 \mu\text{Vp-p}$
- seuil de sensibilité: $\leq 20 \mu\text{V}$
- Interférence du canal de signal: $\leq 0.5 \text{ mm}$
- Imprimante: imprimante thermique
- papier: 80mmx20m, rouleau
- Vitesse de page: 6.25, 12.5, 25, 50mm / s ($\pm 3\%$)
- Imprimante de sensibilité: 10 mm / mV (AUTO), 2,5, 5, 10, 20 mm / mV
- CPU: 32 bits
- Clavier silicium alphanumérique complet
- Supporte le stockage sur disque U
- Écran LCD TFT couleur de 5,0 "