

<i>Référence</i>	POUSSE SERINGUE
<i>SK-EM201</i>	



Caractéristiques :

- Pousse seringue monovoie
- Voltage : 100 - 220V, 50Hz
- Température : -30C∞+55C
- Humidité : ≤95%
- 4.3 " Grand écran LCD, avec différentes couleurs
- Avec rétro-éclairage LCD, peut utiliser dans diverses conditions d'éclairage
- Affichage de l'heure, commodité pour le spectacle et la mémoire de temps
- Affichage simultané: Heure, Batterie, État de l'injection, Mode, Vitesse, Volume et durée de l'injection, Taille de la seringue, Son de l'alarme, Bloc, Précision, Poids corporel, Médicament, Dose et quantité de liquide
- La fonction de contrôle à distance, ajustement de vitesse , temps, volume , et la quantité de médicaments
- Modes multi-injection: mode V, mode T et mode poids corporel
- Alarme: y compris toutes les conditions anormales système d'alarme, avec visible, audible et détails montrent sur l'écran