

AUTOCLAVE

B PERFORMANCE DE CLASSE

VACUUM PUMP PRE VACUUMS LA CHAMBRE POUR ASSURER UNE SOIREE DE CHALEUR PARFAITE PENDANT LA STERILISATION, IL EST AUSSI UTILISE POUR SECHER LES PRODUITS DE LA CHAMBRE A LA FIN DE LA STERILISATION



ACIER INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- ACIER INOXYDABLE DURABLE 304 POLI A MACHINE
- PORTE POLI MIROIR EN ACIER INOXYDABLE



PRATIQUE

RÉSERVOIR D'EAU DE TYPE OUVERT, FACILE À REMPLIR DE L'EAU ET À NETTOYER



SÉCURITÉ

- LE CYCLE NE COMMENCE PAS LORSQUE LA PORTE N'EST PAS BIEN BLOQUÉE
- LA PORTE NE S'OUVRE PAS AVANT LA PRESSION DE LA CHAMBRE EST 0



GRANDE CAPACITÉ

MAXIMISATION DE L' UTILISATION DE L' ESPACE
TROIS PLATEAUX DE COUCHES



IMPRIMANTE THERMIQUE

IMPRIMANTE INTÉGRÉE DE HAUTE QUALITÉ EN OPTION POUR L'ENREGISTREMENT DE DONNÉES

Parameter					
Volume	Voltage	Chambre	Extérieur	Packing	Poids
29L	220V/50HZ OR	φ250*600 MM	82*45*41 CM	960 x 520 x 520 mm	56/67 KG
23L		φ250*450 MM	68*45*41 CM	780 x 520 x 520 mm	50/55 KG
18L		φ250*350 MM	56*45*41 CM	650 x 520 x 520 mm	45/50 KG
16L	110V/60HZ	φ230*350 MM			44/49 KG
12L		φ200*360 MM			43/48 KG

AUTOCLAVE



PRODUCT CHARACTER

- 1.class B
- 2 Pre & post vacuum
- 3 LCD panel
- 4 B.D. Test program
- 5 Customization program
- 6 Optional printer
- 7 Over heat protection
- 8 Pressure overload protection
- 9 Double water tank
- 10 Advanced self-test system
- 11 Volume: 12、18、23、29 liter

CARACTERE DU PRODUIT

- 1.CLASSE B
- 2.PRE & POST VACUUM
3. PANNEAU LCD
- 4.B.D PROGRAMME DE TEST
5. PROGRAMME DE PERSONNALISATION
6. IMPRIMANTE OPTIONNELLE
7. PROTECTION CONTRE LA CHALEUR
8. PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES DE PRESSION
9. RÉSERVOIR D'EAU DOUBLE
10. SYSTÈME D'AUTO-TEST AVANCÉ
- 11.VOLUME: 12,18,23,29 LITRES

Real-Time Measured Values

Shows real-time values for temperature & pressure & Time & working state

TEMPÉRATURE , PRESSION, TEMPS, ÉTAT DE TRAVAIL ACTUELLE

Cycle Parameters

Parameter settings for temperature, sterilization time and drying time

PARAMÈTRE DU CYCLE

Clear interface

A user-friendly 4 button keypad enables the user to easily browse through the sterilization cycle program settings and user directories

INTERFACE CLAIR AVEC SEULEMENT 4 BOUTONS REMPLISSANT TOUTES LES FONCTIONS

2017-04-20 16:28	
Pressure	Temperature
-5 kpa	13.4 °C
Model: Unwrapped-121°C/110kpa	
State: LD	Cycle: 5
R-time: --:--	Time: 0:00:00
Out-T: 14.8	Ste-T: 15.6
Water1: Normal	Water2: Normal
Door: Closed	Error: Normal

SETTING		
MODEL		
Unwrapped	121°C	110kpa
Unwrapped	134°C	210kpa
Wrapped	121°C	110kpa
Wrapped	134°C	210kpa
Cotton	121°C	110kpa
Plastic	121°C	110kpa
Ster. T:	20	
Dry. T:	15	
V-count:	01	
Brightness:	M	
Language:	EN	
O'clock	2017-04-20	16:28

