

## *Autoclave de stérilisation 35/ 50 litres Class B*

### *CARACTÉRISTIQUES:*

- 1. La procédure de stérilisation est contrôlée automatiquement, il n'est pas nécessaire de la surveiller et elle est utilisée de manière pratique.*
- 2. Au moins trois fois l'évacuation par vide pulsé appliquée à des objets emballés ou non emballés et à des équipements creux.*
- 3. Fonction de séchage.*
- 4. Avec l'imprimante interne, qui enregistre la procédure complète de stérilisation.*
- 5. Avec la fonction de test Bowie & Dick, destinée au test de pénétration de la vapeur.*
- 6. Dysfonctionnement automatique, facile à entretenir.*
- 7. Fonctions de sécurité:*

*Verrouillage de sécurité: la vapeur ne pénétrera pas dans la chambre et l'appareil déclenchera une alarme lorsque la porte n'est pas bien fermée. La porte ne sera pas ouverte si la pression intérieure dépasse 0,027 MPa.*

*Protection contre la surpression:*

*Si la pression dépasse la pression de travail, la soupape de sécurité évacue l'air.*

*Protection contre les basses eaux:*

*L'unité ne démarrera pas si l'eau n'atteint pas le niveau haut et l'alimentation sera coupée directement.*

*Protection contre les surintensités:*

*Le courtier va couper le courant par la surintensité qui s'est passé.*



Volume de la chambre:	50 litres
Température maximale de travail:	134 ± 1
Max pression de travail:	0.22mpa
Plage de température de stérilisation ajustée:	55 °C ~ 134
Plage de minuterie réglable:	1 ~ 99 minutes
Plage de temps de séchage ajustée:	1 ~ 99 minutes
Limite de vide:	-0.08mpa
Moyenne chaude:	≤2
Alimentation:	AC220V / 50HZ
Dimension:	770 × 600 × 540 mm
Dimension de transport:	880 × 730 × 700 mm
Poids brut / net:	115/93 kg