

<i>Référence</i>	<i>Aspirateur 1 L Portable Avec Batterie</i>
SK-EX101	



Caractéristique

- Alimentation : AC220V \pm 10% 50Hz DC 12V
- Fonctionnement avec batterie
- Pression Négative: \geq 0.09Mpa (680mmHg)
- L'efficacité de pompage de l'air: \geq 20L/min
- Capacité du réservoir de liquide: 1000ml
- Structure de pompe: pompe auto-lubrifié sans huile
- Bruit : \leq 50Db